

## Sentinel X100 Quick Test Kit

### Test pour contrôler rapidement la concentration d'Inhibiteur Sentinel X100

Sentinel X100 Quick Test est une méthode rapide et facile pour vérifier le bon dosage de Sentinel X100 dans l'installation afin de garantir une protection optimale contre la corrosion et le calcaire, les deux principales sources des problèmes et pannes dans l'installation.

- **Indicateur du bon dosage de l'Inhibiteur Sentinel X100**

Garantit qu'il y a suffisamment de X100 pour assurer une protection optimale et durable de l'installation

- **Test colorimétrique simple**

Permet de visualiser facilement les installations ayant une concentration suffisante ou insuffisante de X100

- **Confirmation rapide et facile**

Test effectué directement sur le chantier en quelques minutes



### Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



**NETTOYER**  
AVEC LE  
NETTOYANT  
APPROPRIÉ



**PROTÉGER**  
AVEC  
L'INHIBITEUR  
X100



**PRÉSERVER**  
AVEC X100  
QUICK TEST

## Application

1. Si Sentinel X100 vient d'être ajouté à l'eau de l'installation, laisser circuler pendant au moins 1 heure avant de réaliser le test, afin que le produit soit uniformément réparti dans le circuit.
2. Remplir le tube avec l'eau de l'installation de chauffage, jusqu'au bord, au-dessus du marquage 5ml.
3. Placer 1 comprimé N.1 et 1 comprimé N.2 dans le tube de test (avant de les placer dans le tube écraser les comprimés pour une action plus rapide).
4. Reboucher le tube et agiter vigoureusement.
5. Laisser la couleur se stabiliser.
6. Placer le tube horizontalement sur la bande blanche du nuancier et comparer la teinte avec la bande témoin jaune.
7. Si la teinte est plus foncée ou identique au jaune du nuancier, le dosage est satisfaisant pour une protection durable de l'installation.
8. Si la teinte est plus claire que la bande témoin jaune, ajouter plus d'Inhibiteur Sentinel X100, puis faire circuler et tester à nouveau.

## Le Kit contient

- 1 tube de test
- Des comprimés Sentinel N.1
- Des comprimés Sentinel N.2
- 1 nuancier

---

### Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne  
Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40  
[www.sentinelprotects.com](http://www.sentinelprotects.com)



@SentinelHQ



SentinelCPM

